

# INCREDIWEAR

WEARABLE  
ANTI-INFLAMMATORY  
THERAPY

## NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

### Uvoznik za Slovenijo:

ONNEA d.o.o.  
Vransko 184,  
3305 Vransko  
[www.incrediwear.si](http://www.incrediwear.si)

### Firma in sedež proizvajalca:

Incrediwear Holdings, Inc.  
3120 Thorntree Drive,  
Chico, CA, 95973  
[www.incrediwear.com](http://www.incrediwear.com)

### KAKO DELUJE INCREDIWEAR?

Pripomočki Incrediwear temeljijo na inovativni tehnologiji aktivne tkanine, ki vključuje polprevodna elementa germanij in ogljik. Ta se v stiku s telesno temperaturo aktivirata in začneta sproščati negativne ione, ki aktivirajo celične vibracije, s tem pa pospešijo in povečajo pretok krvi.

Izdatnejša cirkulacija prizadeto mesto v telesu bolje oskrbi s kisikom in hranilnimi snovmi, kar pripomore k zmanjšanju oteklin, lajša bolečine, simptome utrujenosti ter pomaga pri otrdelosti sklepov. Incrediwear s svojim načinom delovanja podpre naravni proces zdravljenja telesa.

Pripomočki Incrediwear so rezultat dela strokovnjakov s področja medicine, ki so med drugim opravili tudi laserske merilne teste ter z njimi potrdili vpliv Incrediwear izdelkov na povečan krvni pretok.

Zdravniki pripomočke Incrediwear priporočajo kot podporno terapijo pri okrevanju po poškodbah ali po operacijah, za pospešitev regeneracije tkiv med in po fizičnih naporih ter vse bolj tudi kot preventivo pred poškodbami.

### NAVODILA ZA UPORABO

Najboljši učinek dosežemo, če nadenemo pripomočke Incrediwear direktno na kožo. Incrediwear učinkuje tudi, če ga nadenemo preko drugega oblačila, tkanine.

**PO POŠKODBI:** Uporabljajte na prizadetem delu telesa. Lahko uporabljate 24 ur na dan dokler se oteklina ali bolečina ne zmanjša. Pripomočkov Incrediwear ne nadenite na odprte rane. Odprte rane sterilno oskrbite v skladu s priporočili zdravstvene stroke.

**PRI BOLEČINAH IN VNETHJH:** Uporabljajte na prizadetem delu telesa. Lahko uporabljate 24 ur na dan ali po potrebi.

**OKREVANJE ZARADI POŠKODBE, KOT PREVENTIVA PRED POŠKODBAMI:** Uporabljajte na prizadetem delu telesa oziroma na delu telesa, ki ga želite obvarovati pred poškodbo. Lahko uporabljate 24 ur na dan, lahko pa tudi le pred, med oziroma po aktivnostih.

**AKTIVNA REGENERACIJA:** Uporabljajte med fizično aktivnostjo in še najmanj dve uri po fizični aktivnosti.

Za boljši učinek priporočamo nošenje Incrediwear pripomočkov tudi med spanjem. To dodatno pripomore pri regeneraciji telesa ter pri lajšanju bolečin.

### NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Pripomočki Incrediwear se lahko perejo v topli ali hladni vodi. Lahko se sušijo v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah.

Pripomočke z Velcro ježkom (bandažni trak, Incrediwear za kolk in ramo, opora za hrbet) perite v pralni vreči, saj tako preprečite stik in poškodovanje ostalega perila v pralnem stroju.

Izdelka se ne sme izpostavljati belilu, likati ali kemično čistiti.

Posebna navodila za shranjevanje in skladiščenje niso potrebna.



Obelis s.a.  
Boulevard Gederal Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
Izjava o skladnosti je na voljo  
na spletnem mestu  
[www.incrediwear.si](http://www.incrediwear.si)



Zasnovano v Chico, California  
Incrediwear Holdings, Inc.  
3120 Thorntree Drive  
Chico, CA 95973, USA

2020 Incrediwear Holdings, Inc  
Datum izdaje navodil: 20.01.2021

# **i**NCREDIWEAR

WEARABLE  
**ANTI-INFLAMMATORY**  
THERAPY

## **INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE**

### **Manufacturer:**

Incrediwear Holdings, Inc.  
3120Thorntree Drive,  
Chico, CA, 95973

[www.incrediwear.com](http://www.incrediwear.com)

### **Importer for Slovenia:**

ONNEA d.o.o.  
Vransko 184,  
3305 Vransko

[www.incrediwear.si](http://www.incrediwear.si)

### **HOW DOES INCREDIWEAR WORK?**

Incrediwear's revolutionary fabric touches your skin, your body heat activates the semiconductor elements leading to greater blood flow and faster circulation.

This increased blood flow means more oxygen is supplied to the area, thereby helping to reduce swelling, pain, fatigue, and stiffness.

Incrediwear products are created by medical specialists, and the increased blood flow and circulation speeds have been proven using laser flowmetry tests.

World renowned physicians recommend Incrediwear to aid recovery after injury or surgery, to prevent injury, and to accelerate recovery during and after certain activities.

### **INSTRUCTIONS FOR USE**

**AFTER AN INJURY:** Can be used 24 hours per day until swelling and pain are reduced.

**FOR PAIN AND INFLAMMATION:** Can be used 24 hours per day or as necessary for eventual pain or inflammation.

**FOR INJURY RECOVERY AND PREVENTION:** Can be used 24 hours per day or before, during, and after certain activities.

**FOR ACTIVE RECOVERY:** Use during physical activity and for a minimum period of 2 hours after exercise.

All Incrediwear products can be used while sleeping, this further helps to recover after activities, heal injuries, and reduce pain and swelling.

If the pain persists, please consult your doctor.

### **WASHIN INSTRUCTIONS**

Incrediwear products can be hand-wash in cold water and tumble dried at low temperatures.

Products with Velcro (bandages and back, hip and shoulder braces) should be placed in a suitable bag before being placed in a washing machine.

Use cold water and line dry, or hand wash in cold water and line dry.

Do not iron or dry clean.

No special storage instructions need to be followed.



Obelis s.a.  
Boulevard General Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
You can find the Declaration of  
Conformity on  
[www.incrediwear.si](http://www.incrediwear.si)



Designed in Chico, California  
Incrediwear Holdings, Inc.  
3120 Thorntree Drive  
Chico, CA 95973, USA

2020 Incrediwear Holdings, Inc  
Date of issue: 20.01.2021